

Decisiones Médicas Críticas

Decida Con Confianza



Fluorolit: Sistema de Inmunoensayo por Fluorescencia

-  **Desarrollo basado en el empleo del Europio**
Utiliza el Europio como sustancia fluorescente
-  **Dos modos de trabajo: Rápida y standard**
Fácil manejo que aumenta su eficacia
-  **Amplia gama de pruebas**
Múltiples parámetros en áreas como: Endocrinología, Cardiología, Nefrología, etc

Especificaciones Técnicas

Principio:	Inmunofluorescencia
Formato test:	Cassette
Tipo de medidas:	Cuantitativa /Cualitativa
Tiempo de lectura:	<10 segundos
Tiempo de incubación:	Según pruebas
Tipo de muestra:	Orina/Plasma/Suero/Sangre/Torunda
Pantalla:	LCD Táctil 3.5"
Fuente de alimentación:	DC 12V
Dimensiones:	173 mm x 210 mm x 75.8 mm
Peso:	<1Kg
Sistema operativo:	Programa propio compatible con Windows
Condiciones de almacenamiento:	-10°C ~ 40°C
Condiciones de funcionamiento:	4°C ~ 30°C
Impresora:	Impresora térmica incorporada
Conectividad:	Puerto RS232, puerto USB
Compatibilidad:	LIS, HIS
Pruebas:	Marcadores cardíacos, inflamatorios, etc



Características

- Alta precisión con tecnología basada en el uso de Europio.
- Simple manejo con la utilización de tarjetas de identificación, eliminando la necesidad de continuas calibraciones.
- Ideal para usarlo en situaciones de urgencia al ser ligero y de fácil manejo.
- Resultados cuantitativos. Critico para decisiones terapéuticas de urgencia.
- Tiempo de lectura inferior a 10 segundos. Ahorro de tiempo.
- No precisa el borrado constante de la memoria. Impresión de informes instantáneos.
- Opciones de conexión a sistemas informáticos de laboratorio o PC independiente.

Referencias:

Referencia	Descripción	Presentación
AFR-ACO100	Flurolit Equipo de Inmunoensayo por Fluorescencia (sin escaner)	1 unidad
AFR-ACO100S	Flurolit Equipo de Inmunoensayo por Fluorescencia (con escaner)	1 unidad